

Поликлональное Антитело Против Nmu Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P48645

Артикул: CM0028402



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NMU (Нейромедин-U), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Показывает перекрестную реактивность с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований питания, энергетического баланса, воспаления и сигналинга нейропептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NMU Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NMU
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10874
GeneID	10874
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 35-174 человеческого NMU (NP_006672.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48645
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом