

Поликлональные Антитела Против Nmur1 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q9Nb89

Артикул: CM0020283



введение

Кроличьи поликлональные антитела против NMUR1, валидированные для Вестерн-блота (WB) и ИФА в образцах человека и мыши. Направлены на G-протеин-связанный рецептор NMUR1, участвующий в регуляции питания, энергетического баланса и сокращения гладкой мускулатуры.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NMUR1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	FM3; FM-3; GPC-R; GPR66; NMU1R; (FM-3); NMUR1
Вид	Человек
ID гена	10316
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 360-426 человеческого NMUR1 (NP_006047.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NB89
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Айс-пак