


Кроличье Моноклональное Антитело Против Nnmt Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Иммунопреципитации, Elisa - P40261

Артикул: CM0004088



введение

Кроличье моноклональное антитело против NNMT, валидированное для KD, реагирует с человеческим NNMT, подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации, ELISA. Полезно для изучения функции никотинамид-N-метилтрансферазы в метаболизме и эпигенетике.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано для KD] NNMT Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	Никотинамид-N-метилтрансфераза
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4837
GeneID	4837
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-264 человеческого NNMT (NP_006160.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40261
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом