


Кроличье Поликлональное Антитело Против Nnmt Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - P40261

Артикул: CM0016957



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NNMT, валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на пермеабилizированных клетках (IF-P) и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для изучения метаболизма никотинамида, эпигенетической регуляции и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NNMT Кроличье rAb
Примечания/Альтернативные названия	NNMT
Вид (специфичность)	Человек
GeneID (Человек)	4837
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-264 человеческого NNMT (NP_006160.1).
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на пермеабилizированных клетках (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P40261
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом