


Анти-Nnmt Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P40261

Артикул: CM0029593



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого никотинамид N-метилтрансферазы (NNMT, 30 кДа). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований в области эпигенетики, метаболизма и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NNMT кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NNMT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4837
GeneID	4837
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-264 человеческого NNMT (NP_006160.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40261
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом