


Поликлональное Анти-Nnmt Антитело Кролика Для Вб, Игг-Г, Иф-Г, Ифа — P40261

Артикул: CM0021545



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против никотинамид N-метилтрансферазы (NNMT). Валидировано для ВБ, ИГГ-Г, ИФ-Г и ИФА в пробах человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования в области метилирования, эпигенетики и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NNMT Rabbit pAb
Примечания/Алиас	NNMT
Вид	Человек
ИД гена (человек)	4837
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-264 человеческого NNMT (NP_006160.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-Г, ИГГ-Г, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40261
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодовой пакет