


Кроличье Поликлональное Антитело Против Nnmt Для Вестерн-Блоттинга - P40261

Артикул: CM0006999



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого NNMT, подходит для вестерн-блоттинга, IF/ICC, иммунопреципитации и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Полезно для исследований метаболизма никотинамида и эпигенетической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NNMT Кроличье PolymAb®
Примечания/Алиас	Никотинамид-N-метилтрансфераза
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4837
GeneID	4837
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, соответствующий аминокислотам 1-264 человеческого NNMT (NP_006160.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40261
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	С охлаждающим пакетом