

Кроличья Моноклональная Антитела Против Nnos Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P29475

Артикул: CM0010913



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого nNOS (синтаза оксида азота 1, P29475). Валидирована для применения в WB, IF/ICC, IF-P, ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Подходит для исследований в области нейробиологии и сигнальных путей с участием NO.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	nNOS кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	NOS; bNOS; nNOS; IHPS1; N-NOS; NC-NOS
Вид	Человек
GeneID (человек)	4842
GeneID	4842
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1335-1434 человеческого nNOS (P29475).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P29475
Молекулярная масса белка	161 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента