

Поликлональное Кроличье Антитело Против Noc4L Для Wb И Elisa - Q9Bvi4

Артикул: CM0014601



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий NOC4L, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает нуклеоларный комплексный белок 4, гомологичный белок массой около 58 кДа, локализованный в ядрышке и ядерной мембране. Идеально подходит для исследований биологии ядрышка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против NOC4L
Примечания/синонимы	NOC4; NET49; UTP19; NOC4L
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	79050
Идентификатор гена	79050
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого NOC4L (NP_076983.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9BVI4
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом