

Поликлональные Антитела Против Nod2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - Q9Hc29

Артикул: CM0019551

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против NOD2, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/МФК и ИФА. Нацелены на человеческий NOD2 (Q9HC29), участвующий в врожденном иммунитете и воспалительных заболеваниях кишечника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOD2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORAS1; NOD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64127
GeneID	64127
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 28-270 человеческого NOD2 (NP_071445.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9HC29
Молекулярный вес белка	115 кДа
Доставка	В ледяном пакете