

Поликлональные Антитела Против Nodal Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96S42

Артикул: CM0028535



введение

Кроличьи поликлональные антитела против NODAL, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и крысиным белками. Необходимы для эмбрионального развития и формирования мезодермы. Идеальны для исследований в области биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NODAL Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HTX5; NODAL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4838
ID гена	4838
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 198-347 человеческого NODAL (NP_060525.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q96S42
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	В ледяном пакете