


Моноклональное Антитело Против Рецептора Nogo 1 (Rtn4R) Для Wb, Elisa — Q9Bzr6

Артикул: CM0010219



введение

Данное кроличье моноклональное антитело к рецептору NOGO 1 (RTN4R) валидировано для WB и ELISA и распознаёт мишени человека и мыши. Идеально подходит для исследований регенерации аксонов и нейрональной пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье мАб к рецептору NOGO 1 (RTN4R)
Примечания/синонимы	NGR; NOGOR; рецептор NOGO 1 (RTN4R)
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	65078
Идентификатор гена	65078
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300–400 рецептора NOGO 1 (RTN4R) человека (Q9BZR6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9BZR6
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом