


Кроличья Поликлональная Антитело К Анти-Nogo Рецептору 1 (Rtn4R) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Bzr6

Артикул: CM0027598



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого NOGO рецептора 1 (RTN4R), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает Human, Mouse, Rat. Подходит для изучения регенерации аксонов и нейронной пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	NOGO рецептор 1 (RTN4R) Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	NGR; NOGOR; NOGO рецептор 1 (RTN4R)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	65078
ID гена	65078
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 244-473 человеческого NOGO рецептора 1 (RTN4R) (NP_075380.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZR6
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент