


Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Nogo (Rtn4) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqc3

Артикул: CM0007264



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Nogo (RTN4, Q9NQC3). Валидировано для использования в WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований эндоплазматической сети и нейробиологии, обеспечивает стабильные результаты в различных приложениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Nogo Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; Nogo
Вид	Человек
ID гена (человек)	57142
ID гена	57142
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 60-160 человеческого Nogo (NP_065393.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NQC3
Молекулярная масса белка	130 кДа
Доставка	Хладоэлемент