


Поликлональные Антитела Против Nol10 (Pqbp5) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bsc4

Артикул: CM0024270



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NOL10 (PQBP5), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с ядрышковым белком человека и мыши. Подходят для исследований биологии ядрышка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOL10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PQBP5; NOL10
Вид	Человек
GeneID	79954
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-400 человеческого NOL10 (NP_079170.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BSC4
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	В ледяном пакете