

Анти-Nol12 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - Q9Ugy1

Артикул: CM0013595

введение

NOL12 кроличий поликлональный антитело, валидированный для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий NOL12, нуклеоларный РНК-связывающий белок, участвующий в разрешении ДНК-стресса и биогенезе рибосом. Подходит для исследований в рамках IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOL12 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	Nor25; dj37E16.7; NOL12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79159
ID гена	79159
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-213 человеческого NOL12 (NP_077289.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UGY1
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом