


## Поликлональное Антитело Anti-Nol3 Для Wb, If/Icc, Elisa - O60936

Артикул: CM0015305



### введение

Кроличье антитело к NOL3 выявляет человеческий и мышинный NOL3, репрессор апоптоза с молекулярной массой 23 кДа. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. Подходит для исследований апоптоза и гибели клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Кроличье антитело к NOL3                                                                                                         |
| Примечания/синонимы          | ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3                                                                                          |
| Вид                          | Человек                                                                                                                          |
| Идентификатор гена (человек) | 8996                                                                                                                             |
| Идентификатор гена           | 8996                                                                                                                             |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-208 человеческого NOL3 (NP_003937.1) |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                    | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                   | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь                                                                                                                    |
| SWISS                        | O60936                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка     | 23 кДа                                                                                                                           |
| Условия транспортировки      | Пакет со льдом                                                                                                                   |