


Поликлональное Антитело К Nol3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O60936

Артикул: CM0028060



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Нуклеолярного белка 3 (NOL3/ARC). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований апоптоза и гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOL3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8996
GeneID	8996
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-208 человеческого NOL3 (NP_003937.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60936
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом