


Кроличыи Поликлональные Антитела K Nol6 Для Wb, Elisa - Q9H6R4

Артикул: CM0018661



введение

Кроличыи поликлональные антитела к NOL6, валидированные для WB и ELISA. Распознают NOL6 человека, мыши и крысы — ядрышковый белок массой 128 кДа, участвующий в биогенезе рибосом. Идеально подходят для исследований SSU-процессома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOL6 кроличыи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	NRAP; UTP22; bA311H10.1; NOL6
Вид	Человек
GeneID	65083
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1032-1146 NOL6 человека (NP_075068.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H6R4
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом