

Кроличья Поликлональная Антитела Против NOLC1 Для Вестерн-Блоттинга - Q14978

Артикул: CM0029212

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок NOLC1 (Nopp140). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши, крысы. Подходят для исследований функций ядрышка и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOLC1 Кроличьи pAb
Примечания/Синонимы	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9221
GeneID	9221
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность аминокислот 400-699 человеческого белка NOLC1 (NP_004732.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14978
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом