

Поликлональные Антитела Против Nomo1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q15155

Артикул: CM0016266

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против NOMO1, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для исследований многократного транслона эндоплазматического ретикулума и встраивания мембранных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOMO1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PM5; Nomo; NOMO1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23420
ID гена	23420
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 700-1000 человеческого NOMO1 (NP_055102.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15155
Молекулярный вес белка	134 кДа
Доставка	В ледяном пакете