

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Nomo2 Для Wb, Elisa — Q5Jpe7

Артикул: CM0020415



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-NOMO2 (модулятор Nodal 2, белок pM5 2) для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Определяет человеческий NOMO2 (139 кДа), компонент многопроходного транслоконного комплекса. Иммуноген: рекомбинантный белок (а.о. 873–1222).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NOMO2
Примечания/синонимы	PM5; Nomo; NOMO2
Вид	Человек
GeneID (человек)	283820
GeneID	283820
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 873–1222 человеческого NOMO2 (NP_001004060.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q5JPE7
Молекулярная масса белка	139 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом