


Поликлональное Антитело К Nono/P54Nrb Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q15233

Артикул: CM0027888



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок NONO/p54nrb (Q15233), валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сплайсинга РНК, репарации ДНК, биологии параспеклов и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к NONO/p54nrb, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4841
ID гена	4841
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого белка NONO/p54nrb (NP_001138881.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15233
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом