


Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Nono/P54Nrb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q15233

Артикул: CM0008374



введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела к NONO/p54nrb для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с NONO/p54nrb (Q15233) человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения сплайсинга, пара-спеклов и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб к NONO/p54nrb
Примечания/Псевдонимы	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4841
GeneID	4841
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15233
Молекулярный вес белка	54 кДа
Доставка	Сумка со льдом