

Кроличье Моноклональное Антитело Против Nor10 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - Q9Npe3

Артикул: CM0010132



введение

Кроличье моноклональное антитело против NOR10, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации и ИФА. Перекрестно реагирует с NOR10 человека, мыши и крысы. Идеально для изучения биогенеза рибосом, поддержания теломер и псевдоуридилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	mAb против NOR10, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	DKCB1; NOLA3; NOR10P; NOR10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55505
ID гена	55505
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-64 белка NOR10 человека (Q9NPE3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунопреципитация (IP), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9NPE3
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом