


Поликлональное Антитело Anti-Nop14 Для Wb, Elisa — P78316

Артикул: CM0017168



введение

Поликлональное кроличье антитело к NOP14, валидированное для WB и ELISA. Нацелено на нуклеоярный белок 14 человека, играющий ключевую роль в процессинге пре-18S рРНК и экспорте пре-рибосомальной субъединицы 40S. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOP14 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	UTP2; NOL14; C4orf9; RES425; RES4-25; NOP14
Вид	Человек
GeneID (человек)	8602
GeneID	8602
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P78316
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом