


Поликлональные Антитела Против Nor16 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y3C1

Артикул: CM0014961



введение

Поликлональные антитела к NOR16 кролика, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают NOR16 человека, мыши и крысы. Иммуноген рекомбинантный. Идеально подходит для исследования нуклеолярных белков. 21 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOR16 кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	HSPC111; HSPC185; NOR16
Вид	Человек
GeneID (человек)	51491
GeneID	51491
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-178 человеческого NOR16 (NP_057475.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3C1
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Хладоэлемент