


Поликлональное Антитело Anti-Nop16 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y3C1

Артикул: CM0014341



введение

Кроличье pAb против NOP16, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; детектирует человеческий и мышинный NOP16 (21 кДа). Идеально для исследований ядрышковых белков и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против NOP16
Примечания/Альтернативные названия	HSPC111; HSPC185; NOP16
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51491
GeneID	51491
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-178 человеческого NOP16 (NP_057475.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y3C1
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом