


Поликлональные Антитела К Nop2 Для Wb, Elisa - P46087

Артикул: CM0023336



введение

Кроличьи поликлональные антитела к NOP2, направленные против белка NOP2 человека, валидированные для методов WB и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши. Идеально подходят для исследований процессинга рРНК и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к NOP2
Примечания/Синонимы	NOL1; p120; NSUN1; NOP120; NOP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4839
GeneID	4839
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 355-590 NOP2 человека (NP_001245237.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P46087
Молекулярная масса белка	89 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом