


Поликлональные Антитела Против Nop56 Для Вестерн-Блота И Ифа — O00567

Артикул: CM0021647



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому NOP56 (NOL5A, SCA36). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Идеально подходят для изучения функции нуклеолярных белков и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	NOP56 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	NOL5A; SCA36; NOP56
Вид	Человек
GeneID (человек)	10528
GeneID	10528
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00567
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Холодовой пакет