


Анти-Nop58 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X3

Артикул: CM0017155



введение

NOP58 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное против рекомбинантного белка слияния, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом и ядрышка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOP58 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NOP5, HSPC120, NOP5/NOP58, NOP58
Вид	Человек
GeneID	51602
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующие аминокислотам 360-529 человеческого NOP58 (NP_057018.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2X3
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом