

Поликлональное Антитело Anti-Nos1 Для Wb И Elisa — P29475

Артикул: CM0014879



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого NOS1 (нейрональной синтазы оксида азота) для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком крысы. Обеспечивает образование оксида азота — ключевого нейромедиатора и сигнальной молекулы. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOS1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NOS; bNOS; nNOS; iNPS1; N-NOS; NC-NOS; NOS1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4842
Идентификатор гена	4842
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	P29475
Молекулярная масса белка	161 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом