


Поликлональные Антитела Anti-Nosip Для Wb, Elisa - Q9Y314

Артикул: CM0017167



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого NOSIP (взаимодействующий с eNOS белок), валидированные для WB и ELISA. Идеально подходят для изучения регуляции оксида азота и биологии развития. Реагируют перекрестно с человеческим белком. Молекулярная масса белка: 33 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOSIP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CGI-25; NOSIP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51070
GeneID	51070
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-301 человеческого NOSIP (NP_057037.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y314
Молекулярная масса белка	33kDa
Доставка	Сумка со льдом