


Анти-Nostrin Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ivi9

Артикул: CM0023394



введение

CamelBio предлагает высококачественные поликлональные антитела кролика к NOSTRIN, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Специфичны к человеческому NOSTRIN с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для исследований траффика eNOS и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOSTRIN кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DaIP2; NOSTRIN
Вид	Человек
GeneID (человек)	115677
GeneID	115677
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-430 человеческого NOSTRIN (NP_001034813.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8Ivi9
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом