

Моноклональное Антитело Против Notch1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Иммуноферментного Анализа - P46531

Артикул: CM0003362



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Notch1 (P46531), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммуноферментного анализа. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для изучения сигнального пути Notch, клеточной дифференцировки и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Notch1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	hN1; AOS5; TAN1; AOV1; Notch1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4851
GeneID	4851
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2456-2555 человеческого Notch1 (P46531).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммуноферментный анализ
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P46531
Молекулярная масса белка	273 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом