

Поликлональное Антитело Против Notch1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P46531

Артикул: CM0029394



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Notch1 (нейрогенный локус notch гомолог белок 1), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения сигналинга Notch и определения клеточной судьбы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Notch1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	hN1; AOS5; TAN1; AOV1; Notch1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4851
GeneID	4851
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П (парафин), ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46531
Молекулярная масса белка	273 кДа
Условия доставки	Холодовой пакет (лед)