

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Notch1 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — P46531

Артикул: CM0019838



введение

Поликлональное кроличье антитело против Notch1 (aa 2428-2555), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с Notch1 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сигнального пути Notch в процессах развития и при заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против Notch1
Примечания/синонимы	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4851
GeneID	4851
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2428-2555 Notch1 человека (NP_060087.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P46531
Молекулярная масса белка	273 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом