

Поликлональное Антитело Против Notch2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q04721

Артикул: CM0014118



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NOTCH2, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для изучения сигнального пути Notch, определения клеточной судьбы и дифференцировки остеокластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NOTCH2
Примечания/Альтернативные названия	hN2; AGS2; HJCYS; NOTCH2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4853
GeneID	4853
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q04721
Молекулярная масса белка	265 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом