


Кроличыи Поликлональные Антитела К Notch2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q04721

Артикул: CM0023175



введение

Кроличыи поликлональные антитела к NOTCH2, валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Мишень: рецептор NOTCH2 (~265 кДа, Q04721), участвующий в определении судьбы клеток, ремоделировании костной ткани и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к NOTCH2
Примечания/Синонимы	NOTCH2; AGS2; HJCYS; hN2; notch 2
Вид	Человек
ID гена	4853
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 1697-1819 человеческого NOTCH2 (NP_077719.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q04721
Молекулярная масса белка	265 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом