

Поликлональные Антитела Против Notch3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицкк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Um47

Артикул: CM0017423



введение

Кроличьи поликлональные антитела против NOTCH3, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения сигнального пути Notch, CADASIL и определения клеточной судьбы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOTCH3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	IMF2, LMNS, CASIL, CADASIL, CADASIL1, NOTCH3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4854
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 751-850 человеческого NOTCH3 (NP_000426.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UM47
Молекулярный вес белка	244кДа
Доставка	Сумка со льдом