

## Поликлональные Антитела Против Notch3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Um47

Артикул: CM0016182



### введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого NOTCH3 (Q9UM47). Подходит для WB, IHC-P, ELISA; реагирует с человеком, мышью, крысой. Идеально подходит для исследований сигнального пути Notch, биологии развития и CADASIL.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NOTCH3 кроличьи пАнт                                                                                                        |
| Примечания/псевдонимы     | IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                     |
| ID гена (человек)         | 4854                                                                                                                        |
| ID гена                   | 4854                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 2200–2321 человеческого NOTCH3 (NP_000426.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                     |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                        |
| SWISS                     | Q9UM47                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 244 кДа                                                                                                                     |
| Доставка                  | Айс-пак                                                                                                                     |