


Поликлональное Антитело Против Notch4 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q99466

Артикул: CM0025454



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NOTCH4 (INT3), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований сигналинга Notch и биологии развития. SWISS: Q99466.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOTCH4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	INT3; NOTCH4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4855
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1824-2003 человеческого NOTCH4 (NP_004548.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99466
Молекулярная масса белка	210 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом