

Поликлональные Антитела Против Nov (Ccn3/Igfbp9) Для Игх (Ihc-P) И Ифа - P48745

Артикул: CM0027791

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого NOV (CCN3/IGFBP9), для применения в ИГХ (ИHC-P) и ИФА. Распознают белок массой 39 кДа, участвующий в пролиферации клеток, адгезии, ангиогенезе и регенерации костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOV кролик rAb
Примечания/Псевдонимы	NOV; NOVh; IBP-9; IGFBP9; IGFBP-9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4856
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-357 человеческого NOV (NP_002505.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48745
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом