

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Nox1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5S8

Артикул: CM0014321

введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-NOX1, предназначенное для применения в методах WB, IF/ICC и ELISA. Распознаёт NADPH-оксидазу 1 человека (NOX1) — мембраносвязанный генератор супероксида, связанный с раком толстой кишки и предстательной железы. Идеально подходит для диагностических исследований и разработки аналитических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOX1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	27035
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 NOX1 человека (NP_008983.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y5S8
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент