

Поликлональные Антитела Против Nox2/Gp91Phox Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P04839

Артикул: CM0016787



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NOX2/gp91phox (CYBB). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходят для исследований NADPH-оксидазы фагоцитов и супероксида, включая исследования ХГБ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOX2/gp91phox кроличьи пАт
Примечания/Псевдонимы	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Вид	Человек
GeneID (человек)	1536
GeneID	1536
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 101-200 человеческого NOX2/gp91phox (NP_000388.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04839
Молекулярный вес белка	65 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент