


Поликлональные Антитела К Anti-Nox2/Gp91Phox Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04839

Артикул: CM0022572



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому NOX2/gp91phox, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Предназначены для исследовательских целей при изучении комплекса NADPH-оксидазы и генерации супероксида.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOX2/gp91phox кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1536
GeneID	1536
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 385-570 человеческого NOX2/gp91phox (NP_000388.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04839
Молекулярная масса белка	65 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом