


Кроличыи Моноклональные Антитела К Nox2/Gp91Phox Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P04839

Артикул: CM0002209



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела к NOX2/gp91phox, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с NOX2 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения функции NADPH-оксидазы в фагоцитах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOX2/gp91phox кроличьи МАТ
Примечания/Псевдонимы	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1536
GeneID	1536
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04839
Молекулярный вес белка	65 кДа
Доставка	С ледяным пакетом