

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Noxa2/P67Phox Для Wb, Ihc-P, Elisa - P19878

Артикул: CM0012020



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого NOXA2/p67phox (NCF2), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований фагоцитарной оксидазы и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOXA2/p67phox Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NCF-2, NOXA2, P67PHOX, P67-PHOX, NOXA2/p67phox
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4688
GeneID	4688
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-300 человеческого NOXA2/p67phox (P19878).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P19878
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка-холодильник