

Поликлональные Антитела К Npas3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Ixf0

Артикул: CM0019573

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого NPAS3, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживают человеческий и крысиный NPAS3 (~101 кДа). Идеально подходят для исследований нейрогенеза и шизофрении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPAS3 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	MOP6; PASD6; bHLHe12; NPAS3
Вид	Человек
GeneID (человек)	64067
GeneID	64067
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-700 человеческого NPAS3 (NP_001158221.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8IXF0
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	Сумка со льдом