

Поликлональные Антитела К Npb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q8Ng41

Артикул: CM0020207

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого нейрпептида В, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческим и мышиным белками. Подходят для применения в нейронауке и онкологических исследованиях, включая изучение боли и пищевого поведения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPB Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	L7; PPL7; PPNPB; NPB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	256933
GeneID	256933
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-125 человеческого NPB (NP_683694.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NG41
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	С ледяным пакетом